2

ガウシアンビーム光学



OEM

ガウシアンビーム光学入門	W 2.2
単レンズによるビーム変換と倍率	W 2.6
レンズの選択	W 2.10

CVI Melles Griot		
www.cvimgkk.com	Copyright © 2010	CVI Melles Griot. All right reserved.

OEM

ガウシアンビーム光学

基 礎 光

学

ガウシアンビーム光学入門

Introduction to Gaussian Beam Optics

レーザーを用いた大抵の応用では、レンズその他の光学部品 を用いて、レーザービームを集光したり、変形、整形したりす る必要があります。コヒーレントなガウシアンビームには特異 な変換特性があるので、特別に考察する必要があります。特定 のレーザーの応用に最も適した光学部品を選ぶためには、ガウ シアンビームの基本的な特性を理解しておくことが大切です。 本解説では、TEM00モードのような対称的な波面を仮定しま す。ヘリウムネオンやアルゴンのようにTEM00モードのビーム を出力するレーザーは、円柱的な対称性(軸対称性)を有します。 しかし、ダイオードレーザーのビームはTEM00モードである ことが多いのですが、軸対称ではなく、しかも非点較差がある のが普通ですので、ビームの変換が複雑になります。

結像系に比べて、レーザー用の光学部品の設計と公差は、あ る意味では一層厳しいと言えますが、結像系の場合に付随する 制約条件の多くが不必要になるので、その分だけ設計が簡単に なります。例えば、レーザービームはほとんどいつも光軸上で 用いるため、非点収差やコマといった非対称の収差の補正は不 要です。色収差の補正は、ある種の可変波長レーザーでは問題 になりますが、単一波長レーザーでは不要です。単一波長レー ザーを用いた大抵の応用で問題になる収差は、3次の球面収差 だけです。

レーザーを用いたシステムでは、光学部品の表面の欠陥や含 有物(異物)、埃、コーティングの損傷などが、インコヒーレン ト光用の光学系以上に問題になります。照射面の素地の微細な 凹凸と反射光のコヒーレント性により発生するスペックルのた めに、光学系の特性が制約されることもあります。

レーザー光は、かなり大きな空間領域でコヒーレント性を有 しますので、インコヒーレント光では難しい、レーザー光なら ではの応用分野が有ります。波面のどの部分も同じ源点から発 生したように振る舞うので、出射光の波面が正確に定義されま す。正確に定義された波面を用いると、他のどの方法よりずっ と正確に集光及びビーム制御ができます。

ガウシアンビームの特性と制約について善く認識するには、 レーザーの出射ビームの性質を理解することが必要です。 TEM₀₀モードのレーザー出射ビームは、断面の放射強度分布 がガウス分布をし、そのビームウエストでは完全な平行平面波 になります。実際のレーザーでは、レーザー管の内部形状または 光学系の有効径の制約によってガウシアンビームの裾がカット されます。レーザービームの伝播特性を定義し議論するために、 ビームの直径を適当に定義する必要があります。通常用いられ る定義では、ビームの放射強度がピーク値または光軸上の値の 1/e²(13.5%)になるビーム径をビームの直径としています。

ビーム幅、発散

回折現象は、伝播する光波を横に拡げる作用をしますので、 どこまでも平行な光というのは存在しません。レーザービーム の拡散現象は、収差とは全く無関係で、回折理論だけで完全に 説明されます。ビームの拡散効果が小さくて気が付かないこと も、しばしばあります。以下の公式でビームの拡散効果が正確 に記述されますので、レーザービームの特性と制約について理 解するのに用いることができます。ここで用いた記号は、レー ザーに関する文献で通常用いられるものと同じで、特に、 Siegmanの著名な教科書 Introduction to Lasers and Masers(McGraw-Hill)に準じています。



図 2.1 ガウシアンTEM00 モードの放射強度分布



ガウシアンビーム光学

ガウシアンTEM₀₀レーザービームの波面が、或る面でフラットになって波面の全ての要素が正確に互いに平行に伝播するとしても、波面は直ぐに次式で与えられる曲率を持って発散するようになります。

$$\mathbf{R}(\mathbf{z}) = \mathbf{z} \left[\mathbf{1} + \left(\frac{\mathbf{w}_0^2}{\lambda \mathbf{z}} \right)^2 \right]$$
(2.1)

そして

ここで、zはビームウエスト面から測った距離、は光の波長、 w_0 はビームウエスト面内での(中心に比べて) $1/e^2$ の強度の等高線の半径、w(z)は伝播距離zでの光波の $1/e^2$ の強度の等高線の半径、及びR(z)は伝播距離zでの波面の曲率半径です。R(z)は、z=0で無限大で、zが増すに従って、zの或る有限値で最小値を取った後、単調に増加して、zそのものに漸近的に近づきます。

z=0の平面は、ガウシアンビームウエストの位置、つまり波 面がフラットになる位置を示します。w₀は、ウエスト半径と呼 ばれます。対称型共焦点タイプの共振器(キャビティ)では、ウ エストは共振器の中央部に位置します。CVIメレスグリオのへ リウムネオンレーザーに用いられる平面・凹面の擬半球共振器 では、平面ミラー表面にウエストが来ます。

ガウシアンTEM₀₀ビームの放射強度分布は、どの距離での断面でも同じで、次式で与えられます。

$$I(r) = I_0 e^{-2r^2/w^2} = \frac{2P}{w^2} e^{-2r^2/w^2}$$
(2.3)

ここで、w = w(z)で、Pはビームの全パワーです。分布 形状のこの不変性は、z = 0でガウシアン分布を仮定したこ とにより、特別に成り立つことです。もし、z = 0で均一な 放射強度分布を仮定すると、z = での分布はベッセル関 数で与えられる見慣れたエアリーのディスクパターンにな ります。この場合、有限のzでの分布関数は極めて複雑な形 状を有します。Born & Wolf, Principles of Optics, 2nd ed (Pergamon/Macmillan)を参照してください。

zの値が大きくなるにつれて、R(z)がzに漸近するのと 同時に、w(z)は次式に漸近します。

$$W(z) = \frac{\lambda z}{W_0}$$
(2.4)

ここで、zは w₀²/ より十分大きいと仮定していますので、 1/e² 放射強度等高線は次式の半頂角の円錐に漸近します。

$$= \frac{W(z)}{z} = \frac{\lambda}{W_0}$$
(2.5)

この値は、ガウシアンTEM₀₀ビームのファーフィールドの 発散半角で、光円錐の頂点はウエストの中央に位置します。

OEM

ある波長 に対して、距離zでのビーム径と発散角は、1つの パラメータの関数になります。パラメータとしては、ビームウ エスト半径w₀がよく選ばれます。

TEM₀₀モードのレーザービームを集光させる場合は、ビームウエストと発散角との間の反比例関係(1/w₀)を常に 考慮する必要があります。この関係により、CVIメレスグリオ のヘリウムネオンレーザーは、弱いメニスカスレンズの内側に 波長選択性のミラーコーティングが施されたものを、共振器の 出射側ミラーとして用いております。共振器は近軸の高F値の 系を構成するので、出射側キャビティミラーの収差は殆ど問題 になりません。このレンズにより、共振器内のビームウエスト より大きな新しいビームウエストが出射瞳近くにできます。こ の変換されたビームの発散角がかなり小さくなっていますの で、大抵の使途で有利になります。本カタログに記載している のは、この共振器外のウエストの1/e²ビーム径のことです。

ビームウエストと発散角の関係を以下の例で示しましょう。 CVIメレスグリオの赤の5 mWのヘリウムネオンレーザー05 LHR 151は、ビーム径が0.8 mmつまり $w_0 = 0.4$ mmです。ファ ーフィールド領域で、

$$\frac{\lambda}{W_0} = \frac{632.8 \times 10^{-6}}{(0.4)} = 5.04 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

漸近式を用いて、z = 100 mでのw(z)は、

w(z) = z
=(
$$10^5 \Diamond 5.04 \times 10^{-4}$$
)
= 50.4 mm

これは、w₀の約126倍の値です。





 CVI Melles Griot

 www.cvimgkk.com
 Copyright © 2010 CVI Melles Griot. All right reserved.

基礎光学

逆に、例えばCVIメレスグリオの09 LBM 013(図 2.3)のような倍率10×のビームエクスパンダーにビームを通して、発散角を小さくすることを考えましょう。エクスパンダーは、その出射端で半径w₀ = 4.0 mmのウエストが生じるようにフォーカスされているものとします。 $1/w_0$ で、定義から の値が10分の1に縮小されていますので、z = 100メートルで、w(z)は次のようになります。

w(z) =
$$\frac{(10^5 05.04 \times 10^4)}{10}$$
 = 5.04 mm

拡大されたビームでは、距離 z = 100 mでの比w(z)/w₀は 僅か12.6で、ビームエクスパンダーを使わないときの比の値の 10分の1になっています。

最適化コリメーション

通常 w_0 は固定値で、与えられたzの値に対するw(z)を前出 の表式を用いて計算します。しかしながら、前出の表式で、或 る固定の距離zでのビーム半径w(z)が最初のビーム半径 w_0 に どのように依存するかを見ることもできます。図 2.4は、 = 632.8 nm、z=100 mとして、ガウシアンビームの伝播公式を w_0 の関数として描いたものです。

100 m先のビーム半径は、元のビーム半径が4.5 mm程度の ときに最小値を取ります。従って、元のビーム半径を4.5 mmに 選べば、100 mにわたってビームの径が小さく且つ発散角も小 さく(つまり最適のコリメート状態に)なります。それ以外の値 では、100 m先のビームサイズがもっと大きくなります。

与えられたzの値についての、最適化された初期ビーム半径の一般的な表式は、次のようになります。

$$w_0$$
 最適化)= $\left(\frac{\lambda z}{2.6}\right)^{1/2}$ (2.6)

この最適化初期値 w_0 を使えば、距離zにわたってビーム径と ビーム発散角(比w(z)/ w_0)の両方とも均衡良く小さくするこ とができます。前出の例では、図からも明らかなように、z = 100 m、 = 632.8 nmで w_0 (最適化)=4.48 mmです。この w_0 (最適化)の値をw(z)の式に代入して、w(z)= 2 w_0 を得



図 2.3 レーザービームエクスパンダー 09 LBM 013 (逆向き望遠鏡)

ます。従って、この例では、w(100)= 2(4.48)=6.3 mmとな ります。

この前出の式を逆にして、レイリー領域(z_R)と呼ばれる、 ビーム半径が 2倍に拡がるまでの距離を次のように定義する ことができます。

$$z_{\rm R} = \frac{W_0^2}{\lambda} \tag{2.7}$$

且つ

 $w(z_R) = \sqrt{2} w_0$

OEM

もし(09 LBCや09 LBX、09 LBZ、09 LCMといったシリーズの)ビームウエスト位置を調整できるビームエクスパンダーを使うと、ビームの拡がりが小さくなる距離範囲を2倍に拡げることができます。図 2.5にこの様子を示しますが、出射時にはビーム半径w(z_R)=(2 z_R /)^{1/2}のビームが、距離 z_R で最小値 w_0 となり、距離 $2z_R$ で再びw(z_R)になります。つまり、ビームウエストの位置が距離 z_R に来るようにエクスパンダーの集光点を調整することにより、ビームウエストが最小値 w_0 の2倍以下の距離範囲が z_R の2倍に増加します。

この結果を用いて、100 mの距離範囲でビーム径の拡がりを 押さえたできるだけ小さな径のビームにするための出射ビーム 半径を求めましょう。 $2 z_R = 100$ つまり $z_R = 50$ および = 632.8 nmで、w(z_R)=($2 z_R$ /)^{1/2} = 4.5 nm およびw₀ = 3.2 nmとなります。このように、最適の出射ビームサイズは前 に計算したものと同じですが、しかし、ビームエクスパンダーの フォーカシングによって、100 mの距離範囲でビーム径が出射 時のビーム径を越えないようになります。

別の見方をすれば、出射ビームのビーム半径 2 w_0 を6.3 mmとすると、100 m先で w_0 = 4.5 mmのビームウエストにな り、200 m先で再びビーム半径が6.3 mmになるようにフォー カシングすることができます。











図 2.4 領域の中間にビームウエストが来るようにビームエ クスパンダーのピントを合わせることにより、領域内のビー ム径とビームの拡がりを最小限にすることができます。

基礎的な公式へのM²の要素の組み入れ

以下の内容は、Sun[Haiyin Sun," Thin Lens Equation for a Real Laser Beam with Weak Lens Aperture Truncation, "Opt. Eng. 37, no.11(November 1998)]による解析から求められています。 理論上のガウシアンビームにおいて可能な最小の発散半角は、 式 2.5から

 $W_0 = \lambda/$

実際のレーザービームにおいては、

 $w_{OM} = M^2 \lambda / > \lambda /$ (2.8)

ここで w_{OM} と Mは、各々実際のレーザービームにおけるウェストでの $1/e^2$ ビーム半径、およびファーフィールドの発散半角です。 式 2.1と2.2に M^2 の要素を当てはめた場合下記のようになります。

w _M (z)= w _{OM} [1	+ $(z\lambda M^2 / w_{OM}^2)^2]^{1/2}$	(2.9)
R _M (z)= z[1+($w_{OM}^2/z\lambda M^2$)]	(2.10)

ここで $w_M \ge R_M$ は、各々ビーム強度の $1/e^2$ 半径、およびzにおけるビーム波面半径を示します。

レイリー領域の定義(式 2.7)は、実際のビームの場合も同じとなります。

$$z_{\rm R} = W_{\rm OR}^2 / \lambda \tag{2.11}$$

式 2.9、2.10、および2.11は、薄肉レンズに実際のレーザービー ムを入射した場合を示します。 レーザーとレーザーシステム

OEM



CVIメレスグリオは、研究用およびOEM用と向けに、数多く のレーザー(システム)を製造しています。レーザー&オプ ティクスガイド(2)には、これらの製品と共に様々なレーザー 用アクセサリが掲載されています。レーザーのタイプには、 ヘリウムネオン(HeNe)、ヘリウムカドミウム(HeCd)、イオン (Argon、Krypton、およびArgon/Krypton)レーザー、ダ イオードレーザー、および半導体励起固体(DPSS)レーザー がラインナップされています。

W Melles Griot www.cvimgkk.com

コーティングの

特性

単レンズによるビーム変換と倍率

Transformation and Magnification by Simple Lenses

ガウシアンビームが幾何光学とは異なる変換則に従うこと が、以上の議論から見て取れます。Siegmanは、レンズとミラ ーを用いたガウシアンビームの伝播の一般的問題を、マトリッ クス変換法で取り扱っています。Selfは、同じ問題について、 厳密性には欠けますが、多くの面で洞察深い方法を考案してい ます。[S.ASelf, Focusing of Spherical Gaussian Beams, Appl. Opt. 22(5), 658(March 1983) JSelf は、近軸近似のも とで、個々の光学部品の後のレイリー領域とビームウエスト位置 を計算することにより、簡単な光学系によるレーザービームの変 換の定式化の方法を示しています。これらのパラメータは、よく 知られた標準的なレンズの公式と類似の公式を用いて計算され ます。極めて有用な方法ですので、以下にその要点を紹介します。

標準的なレンズの公式は、無次元形式で次式で与えられます。

$$\frac{1}{s/f} + \frac{1}{s/f} = 1$$
 (2.12)

ガウシアンビームに対して、Selfは、入射ビームのウエストが物体で 出射ビームのウエストが像と見做して、上の表式と類似の公式を導 出しました。公式は、入射ビームのレイリー領域を用いて表されます。

公式は、通常の表記で、次式で与えられ、

$$\frac{1}{s + z_R^2(s - f)} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$
(2.13)

無次元形式では、次のようになります。

$$\frac{1}{(s/f) + (z_{\rm P}/f)^2 / (s/f - 1)} + \frac{1}{(s/f)} = 1 \quad (2.14)$$

)

 z_R 0のファーフィールド極限では、この公式は幾何光学の 公式に帰着します。図 2.7の、 (z_R/f) の種々の値に対する(s/f)対(s/f)のグラフは、性質の異なる3つの領域に分かれてい ます。正の薄肉レンズに対しては、これらは各々、実物体と実 像、実物体と虚像、および虚物体と実像に対応します。

このようなグラフにも現れる、ガウシアンビーム光学と幾何 光学との主要な違いを、以下に要約します。

ガウシアンビームは、像距離に最大値と最小値を有する。

最大の像距離は、s=fではなく、s=f+zRに対応。

ガウシアンビームの表式では、(s/f)対(s/f)のグラフは、 (有限の)z_Rの値に無関係に、共通の点、s/f=s/f=1を 通る。正の単レンズの場合、この点は、入射ビームのウエス ト位置がレンズの前側焦点に来て、出射ビームのウエスト 位置が後側焦点に来る事象を意味する。

 $z_R/fの値がゼロから増加するにつれて、光学系の焦点距離が恰も短くなるように振る舞う。これをガウシアン焦点距離シフトと見なせる。$



OEM

図 2.7 (z_R/f)の値をパラメータとした、ガウシアンビームの レンズ公式のグラフ

Selfは、 z_R 、 w_0 およびその位置を光学系の光学部品の1枚ごとに順番に計算して、全体としてのビーム変換を求めることを勧めています。この方法を実行するには、倍率 w_0 / w_0 について考慮する必要があります。倍率は、次式で与えられます。

$$m = \frac{w_0}{w_0} = \frac{1}{\sqrt{\left\{ \left[1 - (s/f)^2 + (z_R/f)^2 \right]^2 + (z_R/f)^2 \right\}}}$$
(2.15)

前出の例でも明らかなように、出射ビームのレイリー領域はm²に 比例し、次式で与えられます。

$$z_{\rm R} = m^2 z_{\rm R} \tag{2.16}$$

上の2つの式は、入射ビームのレイリー領域を用いて表されてい ます。幾何光学とは違って、上記の式は、入射ビームと出射ビームの パラメータについて対称にはなっていません。ビームを逆方向に追 跡するには、出射ビームのレイリー領域を用いて表わされた、以下の ガウシアンビームの公式を用いるのが便利です。

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s + z_R^2/(s - f)} = \frac{1}{f}$$
(2.17)



OEM

M²とレンズの公式

実際のビームにおいては、M²の要素をレンズの公式に組み込み、 式 2.12は以下のようになります。

$$1/[s + (z_R/M^2)/(s - f)] + 1/2 = 1/f$$
 (2.18)

また、式 2.14は次式のようになります。

$$1/[(s/f)+(z_R/M^2f)/(s/f-1)]+1/(s/f) = 1$$
(2.19)

ビームの集光性

前出の式を用いて、ガウシアンビームのスポットサイズと集光位置 を求めることができます。s = 0(入射ビームのウエストがレンズ系の 第1主面に来る場合)と s = f(入射ビームのウエストが前側焦点に 来る場合)の2つの場合が、特に興味があります。

s=0のとき、次式を得ます。

$$s = \frac{1}{1 + (\lambda f / w_0^2)^2}$$
 (2.20)

$$w = \frac{\lambda f/ w_0}{\left[1 + (\lambda f/ w_0^2)^2\right]^{1/2}}$$
(2.21)

s=fのとき、像距離とウエストサイズは次のように簡素化されます。

 $w = \lambda f / w_0$

通常のレンズと通常の入射ビーム径では、λf/w²₀ << 1となる ので、1番目の式のセットは2番目の式のセットで近似されます。この ように、通常の場合は、2番目のセットの式が適用できます。

単レンズまたは数枚のレンズの組み合わせで、レーザービームを できる限り小さく集光したい場合がよくあります。CVIメレスグリオは、 特にこのような目的のための単レンズのシリーズを用意しています。 例えば、05 LHR 151レーザーと01 LFS 033集光用単レンズを用 いる場合、次のようにスポット半径が計算されます。

w(z)
$$= \frac{4\lambda f}{3 w} = \frac{4(632.8 \times 10^{-6} Q7)}{(300.4)}$$

= 4.70 × 10⁻³ mm
= 4.7 µm

上式で、ファクター4/3が係るのは、単レンズで球面収差と回折 効果のバランスを取って設計されていることによります。また、比f/w はレンズのF値に比例しますが、F値そのものではありません。 特に小さなスポットにしたい場合は、能く補正された高い開 口数の顕微鏡対物レンズを用いてレーザー光を集光するのが良 いでしょう。特に油侵用に設計されたものでない限り、対物レ ンズを油侵で使わないで下さい。このため、開口数の値が1を 越えることはありません。顕微鏡対物レンズは、球面収差が殆 ど無い点で、単レンズに優ります。顕微鏡対物レンズを集光目 的によく用いますが、このレンズそのものは無限共役のもとで 最適設計されてはいません。無限共役の条件で最適化されたレ ンズを使えば、より効率的にビームを集光できます。CVIメレ スグリオは、このような特注レンズの設計/製作も承ります。

焦点深度

焦点深度(± z),即ち集光スポット径が任意に設定された限界 値を越えない像空間の範囲は、次の公式から導出できます。

焦点深度を計算するには、まず、スポットサイズの許容限界を設定 します。例えばそれを5%、つまりw(z)=1.05w₀と選んで、z= z について解くと、次のような結果を得ます。

$$z \approx \pm \frac{0.32 \ w_0^2}{\lambda}$$

この結果を05 LHR 151レーザーと01 LFS 033集光用単レンズの組み合わせに適用すると、次のようになります。

$$z = \pm \frac{0.32 (4.70 \times 10^{-3})^{2}}{6328 \times 10^{-7}}$$
$$= \pm 35.1 \ \mu m$$

焦点深度が集光スポット径の2乗に比例し、集光スポット径がF値 に比例するので、焦点深度は集光系のF値の2乗に比例することに なります。



図 2.6 レーザー集光用 単レンズによるレーザービームの集光

基礎光学



図 2.9	像面	でのガ	ウス強度分布

裾切り(トランケーション)
回折限界性能のレンズによる像スポット径は

 $\mathbf{d} = \mathbf{k} \times \lambda \times \mathbf{f} / \#$

(2.23)

ここで、K は裾切り(トランケーション)の割合と瞳の照明の 仕方に依存した定数、 は光の波長、およびF 値はレンズの絞 り値です。集光スポットの光強度分布は、レンズの入射瞳を被 う入射光の強度分布に強く依存します。均一強度の入射光の 場合の像スポットは、エアリーディスク強度分布になります。 入射瞳への入射光強度がガウス分布の場合は、像スポットの強



50%

強度

13.5%

強度

1.83λ•(F值)

図 2.8 像面でのエアリーディスク強度分布

度分布もガウシアンになります。これらの中間の形状の入射光 強度分布の場合は、像スポットは混合強度分布になります。

エアリーディスクの場合、直径がdzero=2.44× ×f/#のと き強度がゼロになり、これでスポット径を定義します。入射瞳が 均一光で照射されない場合は、スポット強度分布がゼロになる 点がなくなるので、別の方式でスポット径を定義する必要があ ります。次の2つの直径の定義がよく使われます。

d_{FWHM} = 強度が50%の点

d_{1/e²} = 強度が13.5%の点

次の裾切り比を導入すると便利です。

OEM

$$\Gamma = \frac{D_b}{D_t}$$
(2.24)

ここで、 D_b は1/e²強度点で測ったガウシアンビームの径、 D_t はレンズの開口の径です。T=2であれば、均一照射光に近く、 像スポットも古典的なエアリーディスクに近い強度分布になり ます。T=1は、ガウシアン分布が1/e²の径で裾切りされた形状 で、スポットの強度分布はエアリーパターンとガウス分布の混 成になります。T=0.5では、裾切りされないガウシアン入射ビ ームと実質的に見なされますので、スポットの強度分布もほぼ ガウス分布になります。

これらまたはそれ以外の裾切り比に対するスポット径を計 算するには、定数Kの値を求める必要があります。Kは、次の公 式を用いて求めます。

K = 1.020 ±	0.7125 0.6445	
$K_{FWHM} = 1.029 + (T - 1.029)$	$0.2161^{2.179}$ (T - 0.2161^{22}	21
および	(2.25)	
V	0.6460 0.5320	
$\mathbf{N}_{1/2} = 1.0449 +$		
(T -	$(T - 0.2816)^{1.821}$	91

エアリーおよびガウス分布関数は、右の図 2.8と図 2.9に描 かれています。K-ファクターは、次頁の図 2.10にプロットされ ていますので、それを使えば、任意の裾切り比に対する軸上の スポット径を計算できます。

最適の裾切り比は、スポットサイズ、スポットのピーク光強 度、およびスポットの全パワーの内でどれを優先するかに依り ます。スポットの全パワーの、入射ガウシアンビームの裾切り によるパワーロスの割合は、次式で与えられます。

$$P_{L} = e^{-2(D_{L}/D_{b})}$$
(2.27)



Copyright © 2010 CVI Melles Griot. All right reserved.

W2.8 ガウシアンビーム光学

1.0

.9

.8

.7

.6

.5

.4 .3

.2

1

光強度

光学

オプティクスガイド

Ask About Our Build-to-Print and Custom Capabilities

材

料

ற

特性

コーティングの特

性

裾切り比が1のとき、パワーロスとスポットサイズのバランス が良いようです。T=2の(ほぼ一様な入射強度分布の)とき、パワ ーロスの割合は60%です。T=1のときは、 d_{1/e^2} はT=2のとき の8.0%だけ大きくなりますが、パワーロスは13.5%で済みます。 0.7~1.0の裾切り比ですと、パワーロスが少なめで、スポットサ イズが理想値より僅かに大きくなるだけですので、この範囲の値 がよく使われます。レーザー光のパワーロスを極力小さくしたい 場合は、0.5程度の小さい裾切り比が用いられます。もっとも、 このように小さい裾切り比の場合は、レンズの有効開口部のかな りの部分が無駄になってしまいます。

3つの裾切り比に対するスポット径とパワーロスの割合

裾切り比	d _{FWHM}	d _{1/e²}	d _{zero}	PL
無限大	1.03	1.64	2.44	100 %
2.0	1.05	1.69		60 %
1.0	1.13	1.83		13.5 %
0.5	1.54	2.51		0.03 %

空間フィルタリング

光学部品の表面の塵埃によりレーザー光が散乱されて、ホロ グラフィックゾーンプレートに似た干渉縞が生じることがありま す。この散乱光による干渉縞の間隔が密でコントラストが強く出 る場合には、干渉計やホログラムのアプリケーションでの信号パ ターンに大きなノイズとして重畳してしまうため、重大な支障を 来たします。空間フィルタリングは、簡単な方法ですが、この余 計な干渉成分を取り除き、極めて滑らかな放射強度分布を得るの に有効です。散乱光はレーザー光とは違った方向に進みますので、 両者はレンズの焦点面で空間的に分離されます。直射ビームの集 光スポットを中心に小さな開口を置くことにより、散乱光を遮蔽





し直射レーザービームのみをそのまま通すことができます。その 結果、極めて滑らかな放射強度分布の発散光ビームが得られます が、これをレンズ系を用いて同程度に滑らかな平行ビームに直す ことができます。

OEM

空間フィルタリングの完璧度と位置合わせのし易さとのバラ ンスを考えると、開口の直径を、集光点での1/e²強度の直径の2 倍、つまり99%のパワーを包含する直径の1.33倍に選ぶのが最 適です。CVIメレスグリオの空間フィルターは、集光レンズと ピンホールより構成され、ピンホールの位置をx-y-z方向に微 調整できるようになっています。



図 2.11 空間フィルターは、滑らかな放射強度分布のビーム にします。

アプリケーションノート

モジュール化された多軸の空間フィルター

CVIメレスグリオでは空間フィルターとして、精密マイクロ メータ付きの3軸ユニット(07 SFM 701)をご用意してい ます。この装置は、ビームが装置を透過して出てくる構造に なっています。この空間フィルターとそれに組み込む標準 タイプの顕微鏡対物レンズおよびマウント付きのピンホー ルについては、本カタログの「アパーチャーおよびスペイ シャルフィルター」の章をご参照ください。

ご自身で空間フィルターを作成される方には、マウント無し のピンホールをお勧めします。個々の精密ピンホールは、 一般用途の空間フィルタリング向けにご使用いただけます。 なお、高エネルギーレーザー用の精密ピンホールは、高いパ ワーのレーザー光に耐えられるよう特別に造られた製品です。

その他の空間フィルタリングの需要にお応えして、CVIメレ スグリオでは、レーザーに直接装着できる種々のモジュール タイプのビームエクスパンダーや空間フィルタリング装置も 取扱っております。レーザー&オプティクスガイド(2)には、 09 LSF 011空間フィルターと、種々の集光レンズ、ピンホ ールが記載されています。



コーティングの

特 性

集光スポット半径:

関係式は、次の通りです。

λ

Lens Selection

レンズの選択

$$w = \frac{\lambda f}{w_0} \qquad (2.4 \text{ bb})$$

ガウシアンビーム用の光学系の選択の際に用いられる最も重要な

ビーム伝播則:

w(z)= w₀
$$\left[1 + \left(\frac{\lambda z}{w_0^2}\right)^2\right]^{1/2}$$
 (2.2 から)
w₀(最適化)= $\left(\frac{\lambda z}{w_0^2}\right)^{1/2}$
z_R = $\frac{W_0^2}{\lambda}$ (2.7 から)

加えて、無限共役比のもとでの平凸レンズの球面収差による軸上 スポット径の次のような近似式を用いることもできます。

この公式は均一照射光に対するもので、ガウス強度分布に対 するものではありません。上式によるスポットサイズは、実際 より大きめの値を与えますので、レンズを控え目に選択する場 合には有効となります。上式はスポットの直径を与えますが、 ガウシアンビームの公式はスポット半径の関係式であることに、 注意してください。

例 1:80 m先で8 mmのスポット径を得る

CVIメレスグリオのヘリウムネオンレーザー05 LHR 151を 用いて、80 m先で8 mm径のビームスポットをつくること。 (図2.12参照)

HeNeレーザーの製品表によると、05 LHR 151のスポット半 径は0.4 mmです(表ではビーム直径が記載されていますので2 で割ります)、コリメートビームと仮定して、伝播公式を用いて 80 m先でのスポットサイズを計算します。

w(80 m) =
$$0.4 \left[1 + \left(\frac{0.6328 \times 10^{\cdot 3} \times 80,000}{(0.000)^2} \right)^2 \right]^{1/2}$$

= 40.3 mm ビーム半径

つまり、80.6 mmのビーム径になります。これは我々の求める値の 10倍大きい値です。w₀(最適化)の公式を適用して、80 m先での 最適コリメート化ビームの半径を求めると、

w₀(最適化)=
$$\left(\frac{0.6328 \times 10^{-3} \times 80,000}{1000}\right)^{1/2}$$
 = 4.0 mm

つまり、ビームウエストの倍率を10倍(4.0 mm/0.4 mm) にすれば、ビーム径8 mmのコリーメート化ビームが得られま す。 真ん中の40 m先でビームウエストが来るようにすると、 ビームウエストw₀(最適化)=4.0/2 mmで、80 m先で再び 8 mmのビーム径になります。CVIメレスグリオのビームエク スパンダー09 LBX 003または09 LBM 013のどちらかを使え ば、10×のビーム拡大率が得られます。

しかしながら、スペースの制約上、レンズ系を、例えば50 mm以下の長さにする必要が有るとしましょう。これは、カタ ログレンズを使って実現できます。図 2.13に、ビームエクスパ ンダーの2つの基本型を示します。ケプラー型は、2枚の正のレ ンズをお互いの焦点を重ねて配置したものです。ガリレー型は、 負の(発散)レンズと正の(コリメート)レンズをお互いの焦点 を重ねて配置したものです。どちらの場合でも、光学系の全長 は次式で与えられます。

全長 =
$$f_1$$
 + f_2

倍率は次式で与えられます。

全長 =
$$\frac{f_2}{f_1}$$

ガリレー型では、倍率が負の値になりますが、これは倒立 像を意味し、レーザービームでは重要なことではありません。 ケプラー型では内部の焦点で一度集光するので、空間フィルタ ーにも応用できますが、倍率が同じであれば、ガリレー型の方 が全長を短くできます。



図 2.12 80 m先で望むスポットサイズにするためにレンズの間隔を適当に調整します。

Ask About Our Build-to-Print and Custom Capabilities

OEM

コーティングの特性



ケプラー型ビームエクスパンダー

ガリレー型ビームエクスパンダー

f,

図 2.13 2種類のビームエクスパンダー

発散レンズに - 5 mmの両凹レンズを選ぶとして、次は50 mmの焦点距離のコリメート用レンズを選ぶ番です。平凸レン ズでよいかどうかを観るために、球面収差の公式を用います。

OEM

球面収差によるスポットサイズ =
$$\frac{0.067 \times 50}{6.25^3}$$
 = 14 µm
一方、回折によるスポット径は、
 $2w_0 = \frac{2(0.6328 \times 10^{-3})50}{4.0}$ = 5 µm

これより、平凸レンズでは不十分であることが判ります。従 って、次に試すのは、LAO-50.0-18.0のようなアクロマートで しょう。P1.26に記載のスポットサイズの表から、このレンズ が、そのF値では、回折限界特性を有するものと判断できます。 このようにして最終的に決まった光学系は、LDK-5.0-5.5-Cと、 それから45 mm離して、LAO-50.0-18.0をそのフリントレン ズ側をレーザー側に向けて配置したものになります。

例 2:100 mm以上の距離において10 µmのスポット径を得る

05 LHR 151 ヘリウムネオンレーザーの出力ビームを直径10 µmのスポットに集光すること。ただし、集光光学系の最後の 面から集光点までの間が100 mm以上あること。(図 2.14参照)

レンズの焦点距離を100 mmとし、ガウシアンビームの集光 の公式を用いて、以下のスポット半径を得ます。

w =
$$\frac{0.6328 \times 10^{-3} \times 100}{0.4}$$
 = 50 µm

つまり、0.8 mm径の入射ビームを焦点距離100 mmのレン ズで集光すると、レンズが回折限界特性を有する場合の集光ス ポット径は100 µmです。望むスポット径を得るには、集光す る前に、ビームを10倍に拡大する必要があります。CVIメレス グリオの標準の10×のエクスパンダーでも前出の例の10×の エクスパンダーでも、どちらでも使用できます。



図 2.14 長い作動距離を有するレーザー集光系



Copyright © 2010 CVI Melles Griot. All right reserved.

ガウシアンビーム光学 W2.11

W2.12 ガウシアンビーム光学

GPA-3X-8.0-830

Ask About Our Build-to-Print and Custom Capabilities

オプティクスガイド

OEM

さて、この場合、8 mmの直径のビームを100 mmのレンズ で集光するので、f/12.5で用いることになります。この程度の F値であれば、平凸レンズが使えそうです。 念のため球面収差 を調べると、

(球面収差による)スポットサイズ = $\frac{0.067 \times 100}{12.5^3}$ = 3 μ m

従って、凸側をビームエクスパンダーに向けた平凸レンズで回折 限界性能が得られることになります。

カタログから標準のレンズを選ぶ際には、製造公差を考慮す る必要があります。 ビームエクスパンダーの入射レンズについ ては、入射ビーム径が1 mm以下であれば、このようなレンズ の実効開口に対して、レンズの製造公差による波面収差量は波 長の数分の1程度と十分小さいので、心配には及びません。し かし、もっと大きなビーム径では、レンズの品質が問題になり ます。径の大きなビームを精密に取り扱うには、LUP-50.0-47.0-UVのような精密グレードのレンズを選ぶ必要があります。

例3:ダイオードレーザーのコリメート

ダイオードレーザーの出力光を25 mm径の回折限界特性の コリメートビームにすること。出力光の波長は780 nm、発散 角(全角)は60°×20°とする。(図 2.15参照)

まず最初に、光源から60°の発散角で拡がる光をすべて取り 込むのに必要な開口数を計算します。開口数は、発散角の半角 の正弦関数で定義されますから、

開口数 NA = sin 30°= 0.5

F値は、ほぼ1/(2 NA)ですので、上式はf/1に当ります。F値が 非常に小さいので、アクロマートを含めて単レンズでは所要の 特性が得られません。この場合には、0.5の開口数を有するGLC-8.0-8.0-830のような、高度に補正された複数枚構成のダイオー ドレーザー用コリメーティングレンズの使用をお勧めします。

問題のダイオードレーザーにGLC-8.0-8.0-830を用いると、 8 mm x 2.7 mmの大きさの楕円形状のコリメート光が得られま す。次に、ビームの径が小さいとビームの発散が大きくなるの で、ビームの小さい方の径を大きい方の径まで拡大してやります。 楕円状ビームの長径と短径の比が3:1ですので、3倍のアナモル フィックプリズムペアGPA-3X-8.0-830、を用いてビームを拡大 します。こうして、直径8mmの円形コリメート光が得られます。

最後に、25 mmのビーム径にするために、ビームを3.125倍 に拡大します。この光学系には長さの制約が課せられていない ので、エクスパンダーの全長を長めにしてf/10以上で使うのが 球面収差の点で安全です。この程度のF値であれば、単レンズ を用いても回折限界特性が得られます。

f/10および直径8 mmの入射ビームですから、コリメーター レンズの入射側に焦点距離80 mmのレンズが必要です。回折限 界特性を要求していますので、(LUP シリーズの)精密単レン ズから選択します。この場合、ビームの径が比較的大きいため、 レンズの製造公差が波面収差に重要な影響を及ぼすので、高精 度のレンズを使うのが望ましいのです。

このシリーズで、80 mmに最も近いレンズは焦点距離100 mmのLUP-12.5-47.0-UVです。f/12.5で用いられ、これが回折 限界特性を有することが球面収差の公式を用いて調べても判り ます。 最後に、 焦点距離が 3.125 × 100 mm = 313 mm の コリメ ート用レンズが必要です。これにはLAO-349.9-40.0が最適です。 アクロマートは一層厳しい公差で製造されていることが利点の 一つです。

このようにして、最終的に得られる光学系は、GLC-8.0-8.0-830がGPA-3X-8.0-830に直接に接続され、その後に手ごろな間 隔を空けてLUP-12.5-47.0-UVがその凸面をダイオードレーザ ー側に向けて配置されます。一番後にLAO-349.9-40.0が、その フリントレンズ側をダイオードレーザーに向けて、LUP-12.5-47.0-UVから約444 mm 隔てて配置されます。

余談になりますが、LAO シリーズの標準コーティングは、 780 nmの波長では減反射特性が良くありませんので、780 nm で最適化された/076 コーティングを指定してください。

LAO-349.9-40.0



LUP-12.5-47.0-UV



コーティングの

特 性